

输液过程实时监测

系统同步患者信息，输液进程、床位、病区等信息，后台实时监测。

输液结束物联网模式 四端告警

输液结束时监控仪语音屏显双提示，护士站后台同步提醒。物联网模式可选配输液区大屏同步播报、护士手环屏显震动双提示。


输液完成即时卡止

输液监控仪感应器感应到管内无药液瞬时立刻卡止，避免空输导致回血。



系统架构

安克曼





挂上

输液开始前将药袋挂在设备的挂钩上



取下

正常完成输液护理流程，调速成功后将辅控从设备背后取下



夹上

按压辅控将卡口打开，夹在输液管上即可



按下

按下辅控按键，卡锥即可解除卡止状态恢复原位



取下

按压辅控将卡口打开，从输液管上取下



放回

将辅控放回设备背面，磁吸可将辅控进行固定

护士手环

安克曼



为护士佩戴蓝牙手环，当输液停止时，手环振动同时屏幕可显示床位号。

可拓展人员定位、门禁等功能。